

PROTESIS REMOVIBLES

Prótesis acrílicas totales

Prótesis Valplast totales

1. Impresión preliminar en alginato o silicona.
2. Cubetas individuales para modelo definitivo de trabajo
3. Toma de impresión con pasta zinquenólica o silicona liviana.
4. Encofrado y placas de altura.
5. Prueba de altura en clínica. Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.
6. Montaje y articulación
7. Prueba de articulación en clínica.
8. Terminación de la prótesis.

Prótesis acrílicas metálicas

Prótesis Valplast metálicas

1. Impresión preliminar en alginato o silicona.
 2. Cubetas individuales perforada (si es necesario).
 3. Toma de impresión definitiva con silicona liviana.
 4. Confección de la base metálica.
 - El diseño de la base metálica debe ser hecho por el odontólogo, de no ser así se diseñará bajo el criterio del laboratorio.
 - El modelo de trabajo siempre deberá ser realizado en yeso extraduro tipo 4.
 - Puede solicitar rodetes de altura sobre la base metálica o una placa de altura separada.
 5. Prueba de estructura metálica
 - Toma de altura
 - Mordida en clínica.
- OBS:** Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.
6. Montaje y articulación.
 7. Prueba de articulación en clínica.
 8. Terminación de prótesis.

Prótesis acrílicas parciales

Prótesis Valplast parciales

1. Impresión preliminar en alginato o silicona.
2. Cubetas individuales perforada (si es necesario).
3. Toma de impresión con alginato o silicona.
4. Placa de altura o registro de altura (si es necesario)
5. Prueba de altura en clínica. Debe enviar los rodetes protegidos para evitar distorsiones.
6. Montaje y articulación
7. Prueba de articulación en clínica.
8. Terminación de prótesis.

Toma de color para para prótesis acrílicas:

- Tomar el color con muestrario **MARCHE o VITA CLASSIC**

NOTA:

- Todos los modelos de trabajos deben ser realizados en yeso extraduro tipo 4.
- Base metálicas y planos de relajación con yeso extraduros

Orientación sobre este tipo de pedidos a: protesisremovible@beraudent.cl o +5693241 0043



¿Le interesa aprender más?

En Beraudent nos interesa compartir nuestro conocimiento, para ello hemos desarrollado un ciclo de charlas con distintos temas de aplicación clínica. Las charlas son dictadas por técnicos altamente especializados en cada una de las áreas de producción del laboratorio. **Agende su cita a formacion@beraudent.cl**